


Set per toracentesi paracentesi



SET PER TORACENTESI / PARACENTESI CON RUBINETTO A TRE VIE





Terna di aghi standard



Ago di Verres

- Ogni include al suo interno tutti gli accessori necessari per un uso immediato
- Ampia gamma di aghi disponibili
- Sacca di raccolta liquidi con valvola di non ritorno e rubinetto di scarico a croce
- Sterile, monouso, confezionato in doppia busta



Ago cannula

Codice	Descrizione	Lungh ago	Capacità sacca	Conf. vendita
MS/300/50	Set con 3 aghi standard misure G14, G16 e G18	50 mm	2000 ml	80
MS/300/80	Set con 3 aghi standard misure G14, G16 e G18	80 mm	2000 ml	80
MS/301/G	Set con ago di Verres misura G14, G15 o G16	100 mm	2000 ml	50
MS/306/misura	Set con ago cannula (in varie misure e lunghezze)		2000 ml	50
MS/302/50	Set con 3 aghi standard misure G14, G16 e G18	50 mm	5000 ml	80
MS/302/80	Set con 3 aghi standard misure G14, G16 e G18	80 mm	5000 ml	80
MS/303/G	Set con ago di Verres misura G14, G15 o G16	100 mm	5000 ml	50
MS/307/misura	Set con ago cannula (in varie misure e lunghezze)		5000 ml	50
MS/304/50	Set con 3 aghi standard misure G14, G16 e G18	50 mm	8000 ml	80
MS/304/80	Set con 3 aghi standard misure G14, G16 e G18	80 mm	8000 ml	80
MS/305/G	Set con ago di Verres misura G14, G15 o G16	100 mm	8000 ml	50
MS/308/misura	Set con ago cannula (in varie misure e lunghezze)		8000 ml	50

SET PER TORACENTESI / PARACENTESI CON VALVOLE DI NON RITORNO

- Doppia valvola di non ritorno che agevola e velocizza l'uso del set
- Set già pronto per l'uso con ampia gamma di aghi disponibili
- Sacca di raccolta liquidi con valvola di non ritorno e rubinetto di scarico a croce
- Sterile, monouso, confezionato in doppia busta



Codice	Descrizione	Lungh ago	Capacità sacca	Conf. vendita
MS/300V/50	Set con 3 aghi standard misure G14, G16 e G18	50 mm	2000 ml	80
MS/300V/80	Set con 3 aghi standard misure G14, G16 e G18	80 mm	2000 ml	80
MS/301V/G	Set con ago di Verres misura G14, G15 o G16	100 mm	2000 ml	40
MS/306V/mis.	Set con ago cannula (in varie misure e lunghezze)		2000 ml	80
MS/302V/50	Set con 3 aghi standard misure G14, G16 e G18	50 mm	5000 ml	80
MS/302V/80	Set con 3 aghi standard misure G14, G16 e G18	80 mm	5000 ml	80
MS/303V/G	Set con ago di Verres misura G14, G15 o G16	100 mm	5000 ml	40
MS/307V/mis.	Set con ago cannula (in varie misure e lunghezze)		5000 ml	80
MS/304V/50	Set con 3 aghi standard misure G14, G16 e G18	50 mm	8000 ml	80
MS/304V/80	Set con 3 aghi standard misure G14, G16 e G18	80 mm	8000 ml	80
MS/305V/G	Set con ago di Verres misura G14, G15 o G16	100 mm	8000 ml	40
MS/308V/size	Set con ago cannula (in varie misure e lunghezze)		8000 ml	40

SACCHE DI RICAMBIO

- Ampia gamma di capacità disponibili
- Sacche dotate di valvola di non ritorno e rubinetto di scarico a croce
- Tubo di collegamento lunghezza 90 cm
- Sterile, monouso, confezionato in doppia busta



sacca 2000 ml



Sacca 5000 ml



sacca 8000 ml

Codice	Descrizione	Capacità sacca	Connessione	Conf. vendita
MS/00055P	Sacca sterile di ricambio per set con rubinetto a tre vie con connettore Luer Lock femmina	2000 ml		
MS/00058P		5000 ml		100
MS/00059P		8000 ml		
MS/00055L	Sacca sterile di ricambio per set con valvola di non ritorno con connettore Luer Lock femmina	2000 ml		
MS/00058L		5000 ml		100
MS/00059L		8000 ml		



