


Set per toracentesi paracentesi “Basic Set”



Descrizione

- Set per toracentesi – paracentesi per il drenaggio dei liquidi presenti nella cavità pleurica o addominale
- Fornito con siringa di aspirazione da 50/60ml e rubinetto a tre vie
- Completo di ago cannula in acciaio, disponibile nella lunghezza di 50 o 80 mm e misura 14, 16 o 18G
- Sacca di raccolta graduata di capacità 2000 ml, trasparente, dotata di valvola di non ritorno e tubo di collegamento di lunghezza 90 cm.
- Sterile monouso, confezionato in doppia busta

Uso

- Drenaggio dei liquidi presenti nella cavità pleurica (toracentesi) o addominale (paracentesi).

Vantaggi

- Ogni set include al suo interno tutti gli accessori necessari per un uso immediato
- Ampia gamma di aghi disponibili
- Sacca di raccolta liquidi con valvola di non ritorno per un uso sicuro
- Confezionato in doppia busta, sterile, per garantire l'uso asettico del dispositivo

Codice	Descrizione	Lunghezza ago	Capacità sacca	Conf. vendita
MS/310/50/14	Set con 1 ago misura G14	50 mm	2000 ml	80
MS/310/50/16	Set con 1 ago misura G16	50 mm	2000 ml	80
MS/310/50/18	Set con 1 ago misura G18	50 mm	2000 ml	80
MS/310/80/14	Set con 1 ago misura G14	80 mm	2000 ml	80
MS/310/80/16	Set con 1 ago misura G16	80 mm	2000 ml	80
MS/310/80/18	Set con 1 ago misura G18	80 mm	2000 ml	80

