

# DRENOMAX

## Sistema di aspirazione alto vuoto



## DRENOMAX

- Sistema di aspirazione ad alto vuoto
- Il set standard include una bottiglia prevacuata di capacità 200, 450 o 600 ml, con tubo di collegamento singolo o doppio, terminante con connessione universale per drenaggio in PVC
- Il set è disponibile anche con drenaggio in PVC (misure da Ch. 06 a Ch. 18) e ago trocar in acciaio inox
- Sterile, venduto in doppia busta


## BOTTIGLIA DI RICAMBIO

Codice	Descrizione	Capacità	Conf. vendita	Connessione
MS/100L/200	Bottiglia di ricambio prevacuata con connessione Luer Lock grande	200 ml	50	
MS/100L/450		450 ml	40	
MS/100L/600		600 ml	30	

## BOTTIGLIA CON TUBO DI COLLEGAMENTO

Codice	Descrizione	Capacità	Conf. vendita	
MS/101L/200	Bottiglia prevacuata con connessione Luer Lock grande e tubo di collegamento al drenaggio	200 ml	50	
MS/101L/450		450 ml	40	
MS/101L/600		600 ml	30	

## BOTTIGLIA CON TUBO DI COLLEGAMENTO A "Y"

Codice	Descrizione	Capacità	Conf. vendita	
MS/101LY/200	Bottiglia prevacuata con connessione Luer Lock grande e tubo di collegamento a "Y" al drenaggio	200 ml	50	
MS/101LY/450		450 ml	40	
MS/101LY/600		600 ml	30	

## BOTTIGLIA CON TUBO DI COLLEGAMENTO E VALVOLA DI NON RITORNO

Codice	Descrizione	Capacità	Conf. vendita	
MS/101LV/200	Bottiglia prevacuata con connessione Luer Lock grande e tubo di collegamento con valvola di non ritorno	200 ml	50	
MS/101LV/450		450 ml	40	
MS/101LV/600		600 ml	30	

## BOTTIGLIA CON TUBO DI COLLEGAMENTO E DRENAGGIO IN PVC

Codice	Descrizione	Capacità	CONF: VENDITA	
MS/102L/200/Ch	Bottiglia prevacuata con connessione Luer Lock grande, tubo di collegamento e drenaggio in PVC (misura da Ch 06 a Ch 18)	200 ml	50	
MS/102L/450/Ch		450 ml	40	
MS/102L/600/Ch		600 ml	30	

*Nota* - "Ch" nel codice deve essere sostituito con la misura de drenaggio (Ch. 06, 08, 10, 12, 14, 16 o 18).  
 - Disponibile anche con tubo di connessione a "Y" e valvola di non ritorno

## BOTTIGLIA CON TUBO DI COLLEGAMENTO E DRENAGGIO IN PVC CON AGO

Codice	Descrizione	Capacità	Conf. vendita	
MS/103L/200/Ch	Bottiglia prevacuata con connessione Luer Lock grande, tubo di collegamento e drenaggio in PVC con ago (misura da Ch 06 a Ch 18)	200 ml	50	
MS/103L/450/Ch		450 ml	40	
MS/103L/600/Ch		600 ml	30	

*Nota* - "Ch" nel codice deve essere sostituito con la misura del drenaggio (Ch. 06, 08, 10, 12, 14, 16 o 18).  
 - Disponibile anche con tubo di connessione a "Y" e valvola di non ritorno

## TUBO DI CONNESSIONE

Codice	Descrizione	Conf. vendita
MS/105L	Tubo di connessione con connettore Luer Lock	100
MS/105LY	Tubo di connessione a "Y" con connettore Luer Lock	100
MS/105LV	Tubo di connessione con connettore Luer Lock e valvola di non ritorno	100

## DRENAGGIO IN PVC

- Disponibile in diverse lunghezze e perforazioni
- Linea radiopaca
- Con ago trocar in acciaio inox
- Monouso, sterile, confezionato in doppia busta



Codice	Descrizione	Lunghezza	Misura	Perforazione	Conf. vendita
MS/109/50/Ch	Drenaggio in PVC con ago	50 cm	Ch. 06 - 18	15 cm	50
MS/109/80/Ch	Drenaggio in PVC con ago	80 cm	Ch. 06 - 18	15 cm	50

Nota "Ch" nel codice deve essere sostituito con la misura del drenaggio (Ch. 06, 08, 10, 12, 14, 16 o 18).

